

## **Sabit Partikül Sayım Cihazı**

Sabit tip Remote 5102V sabit tip partikül sayım cihazı H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(Hidrojen Peroksit) bulunan ortamlarda izleme yapabilmek için özel olarak üretilmiştir.Suya dayanıklı dış kasası paslanmaz çelikten yapılmış olan Remote 5102V sabit tip partikül sayım cihazı analog çıkışlıdır ve yeni laser teknolojisi ile üretilmiştir.Harici bir vakum pompa sistemi ile çalışmaktadır.

0.5µm-5µm Boyut Aralığı

H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(Hidrojen Peroksit) Bulunan Ortamlarda Çalışma

2 Kanal

1.0 CFM(28 lt/dakika) Debi

Küçük Boyut Dizaynı

Suya Dayanıklı Paslanmaz Çelik Dış Kasa

4-20 mA Çıkışı

Harici Vakum Pompa Sistemi

FS-209E, ISO-14644-1 yada EU GMP Annex-1 Standartları İçin Yazılım(LMS Pro/Pharma) aracıyla Temiz Oda Sınıflandırma