

## Sabit Partikül Sayım Cihazı

Sabit tip Remote 2014 partikül sayım cihazı yeni laser teknolojisiyle beraber sürekli izleme için üretilmiştir. Dijital çıkışlı olan sabit tip Remote 2014 partikül sayım cihazı harici bir vakum pompa sistemi ile çalışır ve isteğe bağlı olarak harici bir boru ile istenilen bölgelerde ölçüm yapılabilmesine olanak sağlar.

0.2µm-2µm Boyut Aralığı

0.1 CFM(2.83 lt/dakika) Debi

4 Kanal

JIS Standartlarına Uygun

Paslanmaz Çelik Muhafaza

Dış Alarm Bağlantısı

RS-485 Modbus Çıkışları

İşletme Görüntüleme Sistemleri Arayüzü

Dış Vakum Pompa Sistemi

FS-209E, ISO-14644-1 yada EU GMP Annex-1 Standartları İçin Yazılım(LMS Pro/Pharma) aracıyla Temiz Oda Sınıflandırma