

El Tipi Partikül Sayım Cihazı

Hafif ve ergonomik bir dizayna sahip olan Handheld 3016, türünün en iyi el tipi partikül sayım cihazıdır. Kolay taşıma, renkli, dokunmatik ekranıyla beraber kullanımı da çok kolay olan bir el tipi partikül sayım cihazı olup aynı zamanda sıcaklık ve bağıl nemi de ölçebilir. Otomotiv endüstrisi hariç tüm endüstrilerde kullanılabilinen bu el tipi partikül sayım cihazının yazılımını kullanmak çok kolaydır. Laser diyot teknolojisiyle beraber 20 yıldan fazla bir süre kullanılabilir ve 2 yıl garantisi vardır.

Handheld 5016: 0.5 - 25 µm

0.1 CFM (2.83 lt/dakika) Debi

6 kanal (8 kanala kadar çıkabilir)

ISO 21501-4'e Uygun Dizayn

Şarj Edilebilir / Çıkarılabilir Pil

Sıcaklık / Bağıl Nem Ölçümü

8.89cm'lik Renkli Dokunmatik Ekran

Dahili Sesli Alarm Özelliği

Ergonomik Dizayn

3.000 Örnek Depolama

ISO 14644-1, FS-209E ve EU GMP Annex 1'e uygun temiz oda sınıflandırılması