

Sabit Partikül Sayım Cihazı

Sabit tip Remote 5012 partikül sayım cihazı yeni laser teknolojisiyle beraber sürekli izleme için üretilmiştir. Analog çıkışlı olan sabit tip Remote 5012 partikül sayım cihazı harici bir vakum pompa sistemi ile çalışır ve isteğe bağlı olarak harici bir boru ile istenilen bölgelerde ölçüm yapılabilmesine olanak sağlar.

0.5µm-25µm Boyut Aralığı

0.1 CFM(2.83 lt/dakika) Debi

2 Kanal

JIS Standartlarına Uygun

Paslanmaz Çelik Muhafaza

Dış Alarm Bağlantısı

4-20 mA Çıkışı

İşletme Görüntüleme Sistemleri Arayüzü

Dış Vakum Pompa Sistem

FS-209E, ISO-14644-1 yada EU GMP Annex-1 Standartları İçin Yazılım(LMS Pro/Pharma) aracıyla Temiz Oda Sınıflandırma